DisasterReadyHub - Checklist Καρέκλας Εκκένωσης

Έλεγχος καταλληλότητας & τοποθέτησης για νοσοκομείο / κλινική

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Πριν την αγορά)

- ☐ Σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό βοήθημα
- ☐ Αντοχή τουλάχιστον 150kg (ιδανικά 180kg)
- ☐ 2 ζώνες λεκάνης + στήθους + ζώνη κεφαλής
- ☐ Ερπύστριες τριβής αντιολισθητικές, όχι πλαστικό
- ☐ Πέδιλα ποδιών + ανακλαστικές ταινίες
- ☐ Βάρος καρέκλας < 15kg για 1 χειριστή

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- ☐ **Σε ΚΑΘΕ πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο, όχι μόνο στο ισόγειο**
- ☐ **Δίπλα στην έξοδο, σε ύψος <1.6m, σημασμένη με πράσινο σήμα**
- ☐ **Πρόσβαση χωρίς κλειδί / όχι σε κλειδωμένη αποθήκη**
- ☐ **Φωσφορίζουσα σήμανση για σκότος / καπνό**

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- ☐ **Αρχική εκπαίδευση 2 ώρες (θεωρία + πράξη σε σκάλες)**
- ☐ **Επανάληψη κάθε 6 μήνες - καταγραφή στο βιβλίο ασκήσεων**
- ☐ **Μηνιαίος οπτικός έλεγχος ζωνών / ερπυστριών**
- ☐ **Πόσοι μη περιπατητικοί ασθενείς ανά βάρδια; Αρκεί 1 καρέκλα;**
- ☐ **Γνωρίζει το προσωπικό ότι οι ανελκυστήρες κλειδώνουν σε φωτιά;**

SOS: Τα 3 λάθη που τριπλασιάζουν τον χρόνο εκκένωσης

1. Να την σηκώνουν στα χέρια αντί να την σέρνουν στην ερπύστρια
2. Να μην δένουν τα πόδια - χτυπάνε στα κάγκελα
3. Να την έχουν κλειδωμένη σε αποθήκη